

### E-Z TURN II DISC

Reduce caregiver injuries - Safe and secure patient transfer - Reduces risk of patient falling. The EZ Turn Disc provides a safe and easy patient transfer from one seated position to another. The brake pedal can be pressed down to keep the disc from acting like a "Lazy Susan", so that the patient can be slowly swiveled to the desired position. The knee pads pivot to better fit each individual patient and are adjustable to 3 settings for width between the knees. The vertical support bar is adjustable allowing for correct user height. Maximum weight capacity: 300 lbs (136 kg). Unit weighs 46 lbs (20.4 kg).

Infection Control: How to properly clean the hand grips on the EZ Turn - You can use any cleaning product - the manufacturer does not recommend a specific one. The material used on the handles is closed cell and will not absorb anything into the surface - it is unaffected by most solvents and chemicals. The material used on the handles is non-absorbent but it is porous so the manufacturer recommends avoiding cleaners that are grainy (such as Comet) because granules may get stuck in the porous surface. For cleaning and disinfecting in a hospital or care facility setting, an accelerated hydrogen peroxide can be used to clean the handle.

### Dispositif de transfert « E-Z Turn II » de Parsons

Un dispositif qui assurera le transfert sécuritaire d'un patient d'une position assise à l'autre. Grâce à ce produit, vous réduirez le risque de blessures de l'aidant et le risque de chute de votre patient. La pédale du frein peut être pressée et relâchée pour éviter que le disque pivote trop rapidement, et ce, sans que l'aidant aille à laisser le pied sur la pédale. Les coussins pour genoux pivotent afin de mieux s'adapter à chaque patient et sont réglables à trois positions selon la distance entre les genoux. La barre de support verticale est réglable en hauteur pour accommoder chaque utilisateur. La capacité maximale est de 300 lb (136 kg). Ce dispositif pèse 46 lb (20,4 kg).

Prévention de l'infection : Comment bien nettoyer les poignées du « E-Z Turn » - Vous pouvez utiliser tout produit de nettoyage — le fabricant ne recommande pas une marque particulière. Le matériau de recouvrement utilisé sur les poignées est en mousse à cellules fermées et n'absorbera aucun produit de nettoyage dans la surface — il n'est pas affecté par la plupart des solvants et produits chimiques. Le matériau de recouvrement utilisé sur les poignées est non absorbant, mais il est poreux de sorte que le fabricant recommande d'éviter les nettoyants qui sont granuleux (tels que Comet), car les granules peuvent rester coincés dans la surface poreuse. Pour le nettoyage et la désinfection dans un établissement de santé ou hospitalier, un peroxyde d'hydrogène accéléré peut être utilisé pour nettoyer les poignées.

### Limited One Year Warranty

Parsons ADL warrants to the original owner of this product that it is free from defects in material and workmanship for one year from date of purchase. This warranty is offered provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase. (This includes damage due to the use of harsh chemicals.)

### Garantie limitée d'un an

Parsons ADL garantit au propriétaire d'origine du présent produit que celui-ci est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'une année à compter de la date d'achat. Cette garantie est offerte à condition que le produit n'ait pas été utilisé abusivement, mal utilisé, modifié ou endommagé après l'achat. (Ceci comprend les dommages résultant de l'utilisation de produits chimiques puissants.)

Parsons ADL Inc. 1986 Sideroad 15, Tottenham, Ontario L0G 1W0 Canada


Tel: 905.936.3580 - 1.800.263-1281 / Fax: 905.936.3585 - 1.888.225.5535

Email: custserv@parsonsadl.com

Aids to Daily Living - Accessoires à la vie quotidienne

### E-Z Turn Disc

Figure 1



#### Assembly Instructions (See Figure 1):

Remove bolt securing main tube (2) to base (1).

Align base (1) and main tube (2). Assemble with bolt (A).

#### Instructions For Use (See Figure 2, 3 & 4):

Safe and easy patient transfers from one seated position to another seated position with the E-Z Turn Disc:

- Adjust the height of the handle (3) to suit the patient and caregiver (B).
- Position the E-Z Turn Disc between the seated patient and the other seated location.
- Adjust the height and width of the knee pads (C). Position the patient's knees centrally on the knee pads.
- The caregiver locks the brake pedal (D) and securely holds the upper handle bars.
- The patient grabs the lower handle bar and pulls themselves to an upright position (Figure 2).
- While the patient securely holds the lower handle bar, the caregiver releases the brake, rotates/swivels the E-Z Turn Disc (Figure 3).
- The caregiver locks the brake and the patient lowers themselves to the new seated position (Figure 4).

⚠ Built-in wheels make the E-Z Turn portable and maneuverable, but are not intended for moving patients during transfer.

Figure 2



Figure 3



Figure 4



14A600A

PK-180


MADE IN CANADA

Parsons ADL Inc.  
tel: 800.263.1281

1986 Sideroad 15, Tottenham, ON Canada L0G 1W0  
custserv@parsonsadl.com www.parsonsadl.com

### DISQUE E-Z TURN

Figure 1



#### Instructions d'assemblage (voir Figure 1):

Enlever le boulon de fixation qui retient le tube principal (2) à la base (1).

Aligner la base (1) et le tube principal (2). Assembler vous servant du boulon de fixation (A).

#### Instructions d'utilisation (voir Figure 2, 3 et 4):

Un transfert sécuritaire et facile d'une position assise à une autre position assise avec le disque E-Z Turn:

- Ajuster le manche (3) à la hauteur appropriée pour le patient ainsi que pour l'assistant (B).
- Placer le disque E-Z Turn entre le patient et la place où on veut le rasseoir.
- Ajuster la hauteur ainsi que la distance entre les coussins à genou (C). Positionner les genoux du patient au centre des coussins à genou.
- Tout en tenant la poignée du haut de façon sécuritaire, l'assistant applique le frein en barrant la pédale (D).
- Le patient se lève debout en se servant de la poignée du bas (Figure 2).
- Pendant que le patient se tient fermement à la poignée du bas, l'assistant relâche le frein et fait tourner/pivoter le disque E-Z Turn (Figure 3).
- L'assistant applique le frein en barrant la pédale et le patient se rasseoit à la nouvelle place (Figure 4).

⚠ Les roues du disque E-Z Turn le rendent portable et maniable mais ne sont pas conçues pour transporter le patient lors d'un transfert.

Figure 2



Figure 3



Figure 4



14A600A

PK-180

FABRIQUÉ AU CANADA

Parsons ADL Inc.  
tel: 800.263.1281

1986 Sideroad 15, Tottenham, ON Canada L0G 1W0  
custserv@parsonsadl.com www.parsonsadl.com